

Vorbereitung für DigiCheck-Tests

Benötigte Dateien:

- Testangaben
 - DigiCheck_Stream_1.pdf
 - DigiCheck_Stream_2.pdf
 - DigiCheck_Stream_3.pdf
- Arbeitsdateien
 - DigiCheck_Test.zip (enthält den Testordner DigiCheck_Test, für alle drei Streams zu verwenden)

Vorbereitung:

Achten Sie darauf, dass zwei nebeneinander sitzende KandidatInnen nicht den gleichen Stream erhalten.

Verteilen sie lokal auf den Test-PCs den Ordner DigiCheck_Test. Bei Netzlaufwerken ist darauf zu achten, dass jede/r KandidatIn einen eigenen Testordner zugewiesen hat.

Für alle KandidatInnen ein pdf ausdrucken und personalisieren (Name, Prüfungsdatum, Laufwerksbezeichnung wo der Ordner DigiCheck_Test zu finden ist).

Testdauer: 45 Minuten

Nachbereitung:

ALLE Testangaben und etwaige Notizen einsammeln.

Testordner für alle KandidatInnen sichern.

WICHTIG: Die lokal abgelegten Testordner löschen.